




Een opblaasbaar drukvest in een modieus capuchonvest

## **Gebruikershandleiding**


Opblaasbaar diepe drukvest  
Capuchonvest

## ONDERDELEN



### Squease diepe drukvest

- 1 Klittenband delen
- 2 Elastieken delen
- 3 Merklabel en etiket
- 4 Ritsgarage
- 5 Rits
- 6 Ventilatie gaten
- 7 Luchtslang
- 8 Koppeling
- 9 Leeglaat knop
- 10 Handpomp



### Squease capuchonvest

- A [Binnenin] Schouderlusjes met drukknopen
- B Hoofdrits
- C [Binnenin] Ritsen om diepe drukvest vast te ritsen
- D [Binnenin] Zakopening voor handpomp

## INHOUDSOPGAVE

- 2 Onderdelen
- 3 Introductie
- 4 Afstellen van het Squease drukvest
- 6 Wat je moet weten voordat je Squease gaat gebruiken
- 8 Voorafgaand aan het inzetten van het drukvest
- 11 Het inzetten van het Squease drukvest
- 13 Effecten en evaluatie van het inzetten van het drukvest

## INTRODUCTIE

Beste Squease-gebruiker,

Leuk dat je het Squease drukvest gaat inzetten. Het Squeasevest is eenvoudig te gebruiken maar voor je dat gaat doen is het belangrijk dat je deze handleiding goed doorneemt. Om het meeste uit het vest te halen raden we je aan de adviezen en aanwijzingen in deze handleiding op te volgen. Het evloutatieboekje kan je helpen om een goed beeld te krijgen van de effecten van het drukvest.

Heel veel plezier met het vest en we horen graag wat je ervaringen zijn. Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mail naar [info@squeasewear.com](mailto:info@squeasewear.com)

Het Squease-team

## AFSTELLEN VAN HET SQUEASE DRUKVEST




### Het drukvest afstellen met de klittenband delen

Draag onder het Squeeze drukvest een T-shirt en zorg dat het vest leeg is wanneer je de klittenbanddelen gaat verstellen. Bevestig de klittenbanddelen van het vest zo, dat het vest losjes zit wanneer het niet is opgeblazen en een comfortabele diepe druk geeft wanneer het is opgepompt. Zorg dat het klittenband aan beide zijden ongeveer hetzelfde wordt afgesteld zodat het vest symmetrisch zit en de haakjes van het klittenband bedekt zijn. Voor een betere pasvorm raden we je aan het drukvest af gaat stellen als je staat.



### Comfortabele stevige druk

Houdt een ruimte van twee tot drie vinger-breedtes tussen je lichaam en het lege vest aan. Gebruik de handpomp om het vest op te blazen zodat je een comfortabele stevige druk voelt op je bovenlichaam. Wat als comfortabel wordt ervaren, hangt af van de voorkeur van de gebruiker. Sommige gebruikers geven aan het vest niet tot het uiterste op te pompen, voor anderen kan de druk niet stevig genoeg.




Wanneer je niet voldoende druk voelt of je vindt het juist teveel, laat het vest dan leeglopen door de knop op de handpomp enkele seconden ingedrukt te houden. Wanneer het vest volledig is leeggelopen, verstel je de klittenband delen. Herhaal dit indien nodig totdat je tevreden bent met de pasvorm. Het Squeeze drukvest is nu klaar voor gebruik!

### Het drukvest afstellen bij iemand anders

Wanneer de gebruiker niet zelf kan aangeven wat hij als prettige, stevige druk ervaart, zorg er dan voor dat je een ruimte van twee tot drie vinger-breedtes tussen het lichaam en het lege vest aanhoudt. Let altijd goed op de reactie van degene die het vest draagt wanneer je het vest gaat oppompen. Bij een afwijzende reactie, raden we aan dat ouders, therapeuten en begeleiders die de gebruiker goed kennen, inschatten om door te zetten of op een ander moment opnieuw te proberen.

### Klittenband verlengdelen

Indien nodig kan het vest wijder gemaakt worden met behulp van klittenband verlengdelen die eenvoudig aan de zijkanten in het vest kunnen worden vastgemaakt.



### Drukvest binnenste buiten dragen

Door de speciale rits kan het drukvest ook binnenstebuiten worden dragen. Dit kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben wanneer de klittenbanddelen ver uitsteken doordat ze op een kleine stand zijn afgesteld. Door het vest binnenstebuiten te draaien, is dit verholpen. Let op: het handpompje komt hierdoor wel aan de andere kant te zitten en het drukvest kan maar op één manier in het capuchonvest worden geritst.




### Drukvest in een Squeeze capuchonvest bevestigen

Het drukvest kan eenvoudig in een Squeeze capuchonvest worden vastgemaakt zodat ze samen als één kledingstuk gedragen kunnen worden. Voordat je het drukvest in je capuchonvest bevestigt, raden we je aan het drukvest eerst af te stellen volgens de instructies bij *Het drukvest afstellen met de klittenbanddelen*.



Stel nu de klittenbanddelen aan beide kanten 2cm strakker af en gebruik de schouderlussen en ritsen aan de binnenkant het capuchonvest om het drukvest vast te maken.




De handpomp kan via de opening aan de binnenzijde van het capuchonvest in de voorzak worden opgeborgen.

## WAT JE MOET WETEN VOORDAT JE SQUEASE GAAT GEBRUIKEN



### Wat draag je over en onder het drukvest?

Draag onder het drukvest een T-shirt of hemdje. Over het drukvest kun je een trui of capuchonvest aantrekken. Ook wanneer het drukvest wordt opgeblazen blijft het relatief dun, zodat je het nauwelijks ziet wanneer je er een capuchonvest of trui overheen draagt.



Wanneer je een trui of vest met zakken over het drukvest draagt, kun je een gaatje maken aan de binnenkant van de voorzak zodat je daar het pompje in kunt opbergen. Maak bijv. een knoopsgat waar je het luchtslangetje doorheen doet nadat je het pompje hebt losgetrokken van het slangetje of een groter gat zodat je het pompje in zijn geheel van binnen-uit in de zak kan stoppen.




### Rits

Zorg ervoor dat de rits goed wordt ingestoken en dat deze altijd goed tot bovenaan wordt dichtgemaakt, voordat je het vest gaat oppompen.


### Oppompen

Knijp herhaaldelijk in de handpomp om het vest op te blazen zodat je druk gaat voelen op je bovenlichaam. Doordat het drukvest werkt met lucht en niet met gewicht is het minder belastend voor het lichaam.



### Leeg laten lopen / druk wegnemen

Om het drukvest leeg te laten lopen, houd je de knop op de handpomp enkele seconden ingedrukt. De druk kan ook ten alle tijden worden weggehaald door het vest uit te trekken met behulp van de rits of de klittenband delen.




### Handpompje

Het handpompje kan worden opgeborgen in de voorzak van het capuchonvest, een broekzak of worden weggehangen met het Squease etiket. Wanneer het slangetje wordt losgetrokken van het vest, kan dat weer eenvoudig worden vastgemaakt aan het buisje dat aan het vest zit. Indien gewenst kan het slangetje ingekort worden, door het los te trekken en er met een schaar een stukje vanaf te knippen.

### Afkoppelen van het handpompje

Met de koppeling in de luchtslang kan het pompje worden afgekoppeld nadat het vest is opgepompt. Het drukvest blijft dan opgeblazen! Om het drukvest verder op te pompen of leeg te laten lopen, moet eerst de handpomp weer worden aangekoppeld. Let er bij het aankoppelen van het pompje op dat je een 'klik' hoort, die aangeeft dat hij goed is aangesloten.



Wanneer de luchtslang met koppeling nog niet is bevestigd aan het drukvest, volg dan de instructies voor het bevestigen van de koppeling in meegeleverde handleiding.


### Wasinstructies

#### Diepe drukvest



Koppel voordat je het drukvest gaat schoonmaken eerst het pompje af met behulp van de koppeling in het luchtslangetje, zodat er niet per ongeluk water in het vest kan lopen.

Het Squease drukvest kan met een vochtige doek worden afgenomen of met de hand en milde zeep worden gewassen in koud-lauw water. Laat het vest niet in de zon drogen.



NIET wassen met wasmiddel, oplosmiddelen of in heet water. NIET chemisch reinigen of strijken.

NIET geschikt voor de wasmachine of droger.

NIET zelf wijzigingen aanbrengen aan je diepe drukvest.

NIET naaien, stikken of verstellen.

Houd uit de buurt van scherpe voorwerpen.



NOOIT het drukvest opblazen met een ander apparaat dan de pompen geleverd door Squease Ltd.

#### Capuchonvest



Haal het drukvest uit het capuchonvest en maak de zakken leeg. Binnenste buiten wassen met dezelfde kleuren op een fijnwas-programma van maximaal 30 graden. Laat het vest niet in de zon drogen.



NIET bleken.

NIET geschikt voor in de droger.

## VOORAFGAAND AAN HET INZETTEN VAN HET DRUKVEST

### Ben je bekend met diepe druk therapie?

Wanneer je zelf niet bekend bent met diepe druk therapie adviseren we je een therapeut of professional te raadplegen die bekend is met deze therapie of sensorische integratie (SI).

Door het Squease drukvest op te blazen komt het strakker te zitten en geeft het een stevige druk op het bovenlichaam. Stevige drukprikkels geven een veilig en beschermd gevoel. Het therapeutisch gebruik van diepe druk op de spieren en gewrichten kan mensen met bijzonderheden in de zintuiglijke informatieverwerking helpen om prikkels beter te verwerken en integreren. De druk helpt een overprikkeld of 'angstig' zenuwstelsel te kalmeren.

### Momenten waarop het drukvest kan worden ingezet

Het Squeasevest kan op verschillende momenten worden ingezet. Dit kunnen momenten zijn van 1] *overprikkeling* (bijv. stress, frustratie, angst), waarin de diepe druk meer rust kan geven en kan zorgen voor een sneller herstel, of momenten van 2] *onderprikkeling* (bijv. afwezigheid, lage concentratie), waarin het vest kan zorgen voor een betere alertheid en concentratie. Het drukvest kan ook bij 3] *oplopende spanning* of voorafgaand aan een moeilijke situatie worden ingezet om frustratie of overprikkeling te voorkomen.

Het Squease diepe drukvest kan helpen op de volgende momenten:

- Rustig worden / sneller herstel bij onrust, overprikkeling, stress, angst
- Omgaan met oplopende spanning of frustratie (bijv. bij wachten, activiteiten op tijd klaar hebben, ruzie of onverwachte gebeurtenissen)
- Verminderen van probleemgedrag / escalatie (bijv. shut-down, agressie, zelfverwonding)
- Zich veilig, tevreden, vrolijk, prettig voelen
- Bij het in slaap vallen en doorslapen (bijv. minder liggen piekeren)
- Verbeteren van het lichaamsbesef, lichaamshouding
- Concentratie verhogen, instructies opvolgen, zelfstandig een activiteit afronden - minder snel worden afgeleid
- Omgeving meer als geheel ervaren i.p.v. gefragmenteerd - meer overzicht hebben in een situatie (bijv. tijdens het fietsen)
- Bij het maken van overgangen tussen activiteiten
- In prikkelrijke omgevingen zijn (bijv. in de supermarkt, op een verjaardag, in de bus, in een groep, in een drukke gang)
- Deelnemen aan sociale situaties zoals (groeps)gesprekken / vergaderingen

Lees ook de reacties in deze handleiding en de ervaringen op [www.drukvest.nl](http://www.drukvest.nl) om een beeld te krijgen van wanneer anderen het drukvest inzetten.

### Selecteer de momenten waarop het drukvest wordt ingezet

Bepaal wanneer het drukvest ingezet gaat worden. We raden aan om in eerste instantie een aantal momenten te selecteren en het gebruik, indien wenselijk, geleidelijk aan op te bouwen.

Ga na wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het vest. Probeer realistisch te zijn. Niet alle gedrag zal ineens veranderen wanneer het vest wordt ingezet, maar bijvoorbeeld minder onrust, beter slapen, minder oplopende frustraties, zelfstandig een activiteit kunnen afronden of zich gewoon vrolijker en prettiger voelen gedurende de dag zijn al prachtige stappen vooruit.

Geef in het evaluatieboekje aan welke van de punten je wilt onderzoeken en vul deze eventueel aan met specifieke onderzoekspunten.

### Bepaal hoe het drukvest wordt ingezet

Maak een plan van aanpak en bepaal wanneer het vest wordt ingezet. Wanneer wordt het drukvest (leeg) aangetrokken en wanneer wordt het opgepompt? Dit is in veel gevallen afhankelijk van de momenten waarop er behoefte is aan diepe druk. Dit zal voor sommigen een aantal keer gedurende de dag zijn, om in de behoefte aan stevige prikkels te voorzien. Anderen zullen het vest alleen inzetten op die momenten waarop zij zich overprikkeld of onderprikkeld voelen.

Het inzetten van het drukvest kan:

- 1] *Tijdsgebonden*: het vest gaat een bepaalde tijdsduur aan
- 2] *Activiteitsgebonden*: het vest gaat voor bepaalde activiteiten aan
- 3] *Spanningsniveaugebonden*: het vest wordt ingezet bij onder- of overprikkeling

Wanneer wordt het vest aangetrokken?	Wanneer wordt het vest opgepompt?	Hoe lang blijft het vest opgepompt?
Bijv. tijdsgebonden: Van 14.00 - 20.00 uur	Elke 2 uur	20 minuten
Bijv. activiteitsgebonden: In de klas op school	Tijdens instructie van de leerkracht en het maken van opdrachten	Gedurende de hele activiteit
Bijv. spanningsniveaugebonden: Bij overprikkeling	Bij overprikkeling, stress en angst	Totdat de spanning / onrust is verminderd

Vul in het evaluatieboekje in wanneer en hoe het drukvest wordt ingezet.

Zorg dat alle betrokkenen (ouders, therapeuten, begeleiders, leraren) op de hoogte zijn van het plan van aanpak. Laat iedereen het vest zien en zo mogelijk ervaren. Maak afspraken over waar het vest wordt opgeborgen wanneer het niet gebruikt wordt. Zorg ervoor dat de afspraken consequent worden nageleefd zodat het duidelijk is voor de gebruiker wanneer het vest wordt ingezet.



*'Iedereen kent het verhaal van de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Dankzij het vest kan Willem bij oplopende spanning en overprikkeling voorkomen dat die emmer overloopt. Meer zelfs: hij heeft nu een manier om de emmer leeg te laten lopen zodat deze niet overstroomt. Dat voorkomt iedere dag een flinke dosis frustratie en onrust.'*

Moeder van Willem



*'Op school heb ik een aantal keer opdrachten gedaan die ik anders niet had aangedurfd. En ik heb ze goed gemaakt! Het vest helpt me om minder in de stress te raken bij het maken van de opdrachten.'*

Chris



*'De diepe druk werkt goed tegen mijn onrust. Tijdens het autorijden heb ik het vest aangehad met als gevolg dat ik heerlijk relaxed auto kon rijden.'*

*'Ik pomp het vest een paar keer per dag op, iedere keer zo'n 20 minuten, na een minuut of 10 word ik rustiger, dan is het fijn om het vest nog even aan te hebben.'*

Marije

## HET INZETTEN VAN HET DRUKVEST

### Introduceren en opbouw

Neem de tijd om te wennen aan het nieuwe vest en de ervaring van druk op het lichaam. Een opgeblazen drukvest geeft een stevige prikkel. Mensen die sterk reageren op drukprikkelers doen er verstandig aan om te starten met weinig druk en pas na een aantal ervaringen de druk geleidelijk op te bouwen tot het gewenste niveau.

Onderzoek wat als prettige en comfortabele diepe druk wordt ervaren en op welke momenten het vest het beste ingezet kan worden. Probeer het vest eerst een aantal keren in ontspannen situaties voordat het ook bij oplopende spanning of overprikkeling wordt gebruikt. Begin met het inzetten van het vest op een aantal van de momenten die voorafgaand aan het gebruik zijn bepaald, voordat het vest geleidelijk op meerdere momenten van de dag wordt ingezet.

### Introduceren en opbouw bij mensen met een verstandelijk beperking

Begin het drukvest aan te bieden als nieuw kledingstuk, het liefst meteen met een shirt, trui of vest er overheen. Pomp het nog niet op. Wanneer een gebruiker moeite heeft met overgangen, en het geen goede optie is om het vest gedurende de dag een aantal keren aan en uit te doen, kan het prima de hele dag gedragen worden. Alleen bij erg warm weer is dat niet prettig.

Wanneer de gebruiker gewend is aan het drukvest, kan worden gestart met het oppompen van het vest in een ontspannen situatie. Per persoon zal het verschillen hoe lang een opblaasperiode duurt; heel even, een paar minuten of langer. Wanneer de gebruiker gewend is om gedurende de dag een aantal keer het vest op te blazen, kan het daarna ook worden gebruikt wanneer er sprake is van (een opbouw van) spanning.

### Het vest oppompen en leeg laten lopen

Sommige gebruikers voelen zelf goed aan wanneer zij behoefte hebben aan druk en zetten het vest zelfstandig op die momenten in. Anderen vinden het misschien wat lastiger om dit te bepalen. Begeleid hen door het geven van hints op momenten dat het vest kan worden opgeblazen of weer leeg gelaten. Probeer hen zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook wanneer zij het lastig vinden om in te schatten wanneer het vest kan worden ingezet kunnen ze misschien wel zelfstandig het pompje bedienen op de aangegeven momenten.

### Verhogen en verlagen van de alertheid

Controleer of het drukvest een stevige, diepe druk geeft wanneer het is opgepompt. Diepe druk heeft een regulerende werking. Het heeft een kalmerende, rustgevendende werking bij overprikkeling en kan bij onderprikkeling de alertheid verhogen.

### Het regulerende effect van diepe druk werkt door

Wanneer er een (constante) behoefte is aan diepe druk omdat er gedurende een dag meerdere momenten van spanning bestaan, kan het doel van het vest zijn om deze momenten van spanning te verminderen. Blaas dan het vest gedurende de dag om de 2 uur, 20 minuten lang op, om tegemoet te komen aan de behoefte van diepe druk, onafhankelijk van het spanningniveau op die momenten. Nadat de prikkel is gegeven, werkt het regulerende effect van de diepe druk nog tot 2 uur door, waardoor spanning in die tijd minder snel zal ontstaan. Daarnaast kan het drukvest extra gebruikt worden bij (dreigende) spanning.

### Duur van een opblaasperiode

Veel mensen vinden het fijn om het vest eerst een aantal keer op te blazen en leeg te laten lopen voordat ze het vest voor een langere periode opgepompt laten. We raden aan het vest ongeveer 20 minuten lang (stevig) opgeblazen te houden en het daarna ook weer minimaal 20 minuten leeg te laten. Dit voorkomt dat het lichaam went aan de druk waardoor je de druk steeds goed blijft voelen. Het kan zijn dat kortere of langere opblaasperiodes beter zijn voor jou. Als je twijfelt, neem dan contact op met een therapeut of professional die bekend is met diepe druk therapie en hierin kan begeleiden.

Omdat het effect van diepe druk nog doorwerkt kan het vest in principe na 20 minuten weer leeggelaten worden. Mocht dit bijvoorbeeld vanwege een activiteit niet handig uitkomen, dan is het geen probleem om het vest langer opgepompt te laten. Dit kan geen kwaad, maar omdat het lichaam went aan een drukprikkel die niet varieert, wordt de druk steeds minder goed gevoeld. Wij raden dan ook aan om periodes van diepe druk af te wisselen met periodes waarin het vest geen druk geeft. Door afwisselend wel en geen druk te geven, reageert het lichaam elke keer hetzelfde wanneer er druk wordt toegevoegd na een periode zonder druk. Er is niet steeds meer druk nodig om hetzelfde effect te krijgen, alleen telkens een verandering in intensiteit (van geen of weinig druk naar een tijdelijke stevige druk).

### De hele dag te dragen

Het drukvest kan in principe de hele dag gedragen worden omdat het geen druk geeft wanneer het niet is opgeblazen. Daardoor heb je het altijd bij de hand wanneer nodig, wat een veilig gevoel geeft. Bij erg warm weer zal dit echter niet prettig zijn omdat het opblaasbare vest van luchtdicht materiaal is gemaakt en dus wat warm kan aanvoelen.

### Foto of picto van het drukvest

Wanneer het vest niet de hele dag gedragen wordt, bouw dan de mogelijkheid in dat de gebruiker zelf om het drukvest kan vragen, door bijvoorbeeld naar het vest, of een foto of picto van het vest te wijzen. Download een foto of picto van het drukvest via [www.drukvest.nl](http://www.drukvest.nl) of vraag het aan via [info@squeasewear.com](mailto:info@squeasewear.com).

## EFFECTEN EN EVALUATIE VAN HET INZETTEN VAN HET DRUKVEST

### Effecten van het inzetten van het drukvest

Het drukvest kan op verschillende momenten een goed hulpmiddel zijn.

Deze momenten zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

- 1] momenten van *overprikkeling* (bijv. stress, frustratie, angst), waarin de diepe druk meer rust kan geven en kan zorgen voor een sneller herstel, of
- 2] momenten van *onderprikkeling* (bijv. afwezigheid, lage concentratie), waarin het vest kan zorgen voor een betere alertheid en concentratie, of
- 3] preventief, bij *oplopende spanning* of voorafgaand aan een moeilijke situatie om overprikkeling of escalatie te voorkomen.

Lees ook de reacties in deze handleiding en de ervaringen op [www.drukvest.nl](http://www.drukvest.nl) om een beeld te krijgen van wanneer anderen het drukvest inzetten.

### Evaluatie van het inzetten van het drukvest

Om de effecten van het Squease drukvest te bepalen raden we aan om de situatie voor het inzetten van het drukvest te vergelijken met de periode waarin het drukvest wordt gebruikt. Het evaluatieboekje kan je helpen om een goed beeld te krijgen van de effecten van het drukvest.

Veel plezier met het Squease drukvest en mocht je nog vragen hebben stuur dan een mail naar [info@squeasewear.com](mailto:info@squeasewear.com)



Evaluatieboekje



*'Ik denk dat jullie product veel mensen op het autisme spectrum kan helpen.'*

Dr. Temple Grandin



*'Dit is heerlijk. Ik heb het gevoel alsof ik een krachtveld om me heen heb. Ik 'leef' in mij Squease-vest en geniet enorm van de voordelen die het geeft. In een winkelcentrum of op het vliegveld - omgevingen waar veel lawaai en chaos is - waardeer ik het Squease-vest enorm.'*

Dr. Wendy Lawson



*'Tijdens het gebruik van het Squease-vest wordt mijn concentratie aanmerkelijk beter.'*

*'De druk houdt me letterlijk in mijn lichaam, een aangenaam en veilig gevoel. Zonder dat iemand het weet zit je veilig in je cocon!'*

Jeanne

## Deze gebruikershandleiding

Deze handleiding is met grote zorg samengesteld, maar doordat de productontwikkeling continue doorloopt, kan het betekenen dat bepaalde informatie niet meer actueel is. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Squease is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of nalatigheden in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet worden foto-gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm zonder voorafgaande toestemming van Squease Ltd.

Deze handleiding is samengesteld met medewerking van:

Monique Thoosen  
*Fysiotherapeut, SI-therapeut, Pedagoog*

Robert de Hoog  
*Fysiotherapeut, SI-therapeut, medewerker Squease*

Heb je opmerkingen of suggesties, laat het ons weten via [info@squeasewear.com](mailto:info@squeasewear.com)

## Verklaring van conformiteit

Wij, Squease Ltd  
van CEME Innovation Centre, Rainham, RM13 8EU, United Kingdom, verklaren dat de producten:

Squease diepe drukvest  
Product code: DPV 152/166-A  
Product code: DPV 164/178-A  
Product code: DPV 176/192-A

in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde bepalingen van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

CE

Andrew Brand  
Technisch Directeur  
January 2013

**SQUEASE™**

[www.drukvest.nl](http://www.drukvest.nl)

[www.squeasewear.com](http://www.squeasewear.com)

[info@squeasewear.com](mailto:info@squeasewear.com)



[facebook.com/squeaseNL](https://facebook.com/squeaseNL)



[@squeaseNL](https://twitter.com/squeaseNL)

**Squease Ltd. Nederland**

Torenallee 32-04

5617 BD Eindhoven

Nederland

**Squease Ltd. UK**

CEME Innovation Centre

Marsh Way Rainham

Essex RM13 8EU

United Kindom